

FileMakerPro

脳卒中地域連携パス

－ K-STREAM版 －

【バージョンアップマニュアル】

< 2012. July >

◆ バージョンアップについて

○「脳卒中地域連携パス」プログラムの改訂等により、不定期に新しいバージョンが作成されます。

旧バージョンのプログラムのユーザは、新プログラムを指定サーバよりダウンロードすることで、最新バージョンを利用する事が可能となります。

ダウンロードした新プログラムに、従来のデータ(旧プログラム)を移すことで、従来同様のデータをそのまま利用することが出来ます。



【メインメニュー画面】



【オプション画面】



■新プログラムで従来のデータを使用する為には、新プログラムより旧プログラムデータの取込を行います。



旧データの取込は、以下手順で行います。

- 1.) ダウンロードした新プログラムを起動
- 2.) メインメニューより“オプション”ボタンをクリック → オプション画面に切替
- 3.) オプション画面より“旧データ取込”ボタンをクリック → 取込プログラムの実行

※取込データファイルは、“マルチユーザ対応版”と“ランタイム版”とで異なります。


◆ 旧データ取込 【マルチユーザ対応版】

- 現在ご利用のプログラムが“**マルチユーザ対応版**”のユーザは、以下の手順で行われます。
（“マルチユーザ対応版”とは、FileMakerProまたはFileMakerServerアプリケーションで使用されているバージョンです。）





■ 取込データファイルの選択

今まで使用されていたバージョンのプログラム（旧プログラム）ファイルを選択し「開く」ボタンをクリック。
（“マルチユーザ対応版”は、プログラムとデータファイルが同じ）
取込処理が正常に終了すれば、以下メッセージを表示。



◆ 旧データ取込 【ランタイム版】

- 現在ご利用のプログラムが“ランタイム版”のユーザは、以下の手順で行われます。
（“ランタイム版”とは、FileMakerProアプリケーション自体がなくても起動出来るバージョンです。）



■ 取込データファイルの選択

今まで使用されていたプログラムのフォルダ内にある
“脳卒中地域連携パスK-STREAM版vXXXデータ”（USRファイル）
ファイルを選択し「開く」ボタンをクリック。

（“ランタイム版”は、プログラムとデータファイルが別々）

取込処理が正常に終了すれば、以下メッセージを表示。

※赤字部分は、バージョンNo.の為、利用バージョンによって異なる

